



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoLab® Reaktionsgefäße 0,5 ml, konisch, mit Schraubverschluss, 500 Stck./Pack

**138,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Reaktionsgefäße aus Polypropylen, konisch.**

**Mit Schraubkappe und EPR-Dichtring** (=Ethylen-Propylen-Gummi) für sicheren, leckagefreien Verschluss. Grifftrand leicht geriffelt zum leichteren Öffnen, besonders, wenn Handschuhe getragen werden.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1942
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018542
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	7 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.5 ml
steril	Nein
Höhe	30 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar oberflächenoptimiert mit Verschluss/Deckel mit Dichtung als Kryoröhrchen verwendbar
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Material Dichtung / Septum	Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Kryoröhrchen Reaktionsgefäße
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
zentrifugierbar bis	20000 g

