



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Reaktionsgefäße 1,5 ml, transparent m. Deckel, 500 St./Pack

22,25 € Ab

21,60 €

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Reaktionsgefäße, PP, 1,5ml mit Deckel

Diese Reaktionsgefäße aus PP mit einem Volumen von 1,5 ml inkl. mit Deckel sind frei von PCR Inhibitoren, perfekt abdichtend zum Schutz vor Evaporation und zeichnen sich durch hohe Transparenz und einem durchstechbarer Deckelmembran aus.

Deutsche Qualitätsware - zentrifugierbar bis 20000 RZB, mattiertes Beschriftungsfeld, mit Graduierung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2138
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	E-1028
EAN	4058072213626
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.5 ml
steril	Nein
Höhe	42 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-80 °C
Reaktion Gefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar oberflächenoptimiert mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld graduiert
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße
zentrifugierbar bis	15000 g

