



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657




neolab® Reaktionsgefäße 0,5 ml, transparent m. Deckel, 1000 St./Pack

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Reaktionsgefäße, PP

transparent, Deutsche Qualitätsware.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1030
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072062200
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	7 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.5 ml
steril	Nein
Höhe	30 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-80 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar oberflächenoptimiert mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld graduiert
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße
zentrifugierbar bis	15000 g

