



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**neolab® Reaktionsgefäße m. Schraubgewinde,  
2,0 ml, spitzkonisch, 500 St./Pack**

**44,30 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

**Reaktionsgefäße (PP) mit Schraubgewinde, transparent**, mit gleichmäßiger Wanddicke.

Verpackung: 500 Stück im Beutel.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6187
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072037093
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	2 ml
steril	Nein
Höhe	42 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei oberflächenoptimiert als Kryoröhrchen verwendbar
Boden außen	konisch. spitz
Boden innen	konisch
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
zentrifugierbar bis	20000 g

