



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Reaktionsgefäße m. Schraubgewinde,
1,5 ml, selbststehend, 500 St./Pack**

**44,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Reaktionsgefäße (PP) mit Schraubgewinde, transparent, mit gleichmäßiger Wanddicke.

Verpackung: 500 Stück im Beutel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6189
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072042806
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.5 ml
steril	Nein
Höhe	42 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei oberflächenoptimiert als Kryoröhrchen verwendbar
Boden außen	konisch. mit Standing
Boden innen	konisch
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
zentrifugierbar bis	20000 g

