



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Safety-Cap Reaktionsgefäße transparent 1,5 ml ( Pack 1000 Stück )

**43,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die **Safety-Cap Reaktionsgefäße** weisen eine stabile Deckelverriegelung auf, die ein unkontrolliertes Öffnen der Gefäße z.B. beim Inkubieren verhindert. Vor allem beim Arbeiten mit kostbaren Proben sowie radioaktiven Substanzen oder DNA ist ein sicherer Verschluss unerlässlich.

- autoklavierbar in geöffnetem Zustand bei 121 °C, 20 min
- 1,5 ml bis 30.000 g zentrifugierbar
- DNase-/RNase-, PCR Inhibitoren, Endotoxin-, DNA- und ATP-frei
- hohe chemische Beständigkeit

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1015
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072112530
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.5 ml
steril	Nein
Höhe	40 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Druckverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	0 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar mit Verschluss/Deckel RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße
zentrifugierbar bis	30000 g

