



Hirschmann[®] Silicosen Sterilstopfen, grün S35

Artikelbilder



Beschreibung

Silicosen ist durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen, die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Durch die gleichmäßigen Poren und die gute Luftdurchlässigkeit eignen sich die Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Diese Ausführungen ist chemisch- und temperaturbeständig sowie flüssigkeitsabweisend und mehrfach verwendbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1087
Reg. Markenzeichen	SILICOSEN ®
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	103705835
EAN	4058072806415
Bruttogewicht	0.229
Hersteller EAN	4049338019397
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.18600 kg
Ursprungsland	Japan
Verpackungsbreite	0.12100 m
Verpackungshöhe	0.06300 m
Verpackungstiefe	0.13300 m
Verpackungsvolumen	0.00101386 ccm
Zolltarifnummer	39235090

