



## Hirschmann<sup>®</sup> Silicosen Sterilstopfen, grün S40

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Silicosen ist durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen, die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Durch die gleichmäßigen Poren und die gute Luftdurchlässigkeit eignen sich die Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Diese Ausführungen ist chemisch- und temperaturbeständig sowie flüssigkeitsabweisend und mehrfach verwendbar.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	NH-1088
Reg. Markenzeichen	SILICOSEN ®
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	103705840
EAN	4058072806422
Bruttogewicht	0.291
Hersteller EAN	4049338019403
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.23500 kg
Ursprungsland	Japan
Verpackungsbreite	0.11600 m
Verpackungshöhe	0.09000 m
Verpackungstiefe	0.23200 m
Verpackungsvolumen	0.00242208 ccm
Zolltarifnummer	39235090

