



## Hirschmann<sup>®</sup> Silicosen Sterilstopfen, rosa T42

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Silicosen ist durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen, die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Durch die gleichmäßigen Poren und die gute Luftdurchlässigkeit eignen sich die Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Diese Ausführungen ist chemisch- und temperaturbeständig sowie flüssigkeitsabweisend und mehrfach verwendbar.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	NH-1074
Reg. Markenzeichen	SILICOSEN ®
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	103705542
EAN	4058072806286
Bruttogewicht	0.35
Hersteller EAN	4049338019298
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.29200 kg
Ursprungsland	Japan
Verpackungsbreite	0.10900 m
Verpackungshöhe	0.09000 m
Verpackungstiefe	0.23100 m
Verpackungsvolumen	0.00226611 ccm
Zolltarifnummer	39235090

