



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Eppendorf Tubes® 5.0 mL mit Schnappdeckel,  
5,0 mL, PCR clean, farblos, 200 Tubes (2 Beutel ×  
100 Tubes)**

**50,50 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Eppendorf Tubes markieren den Standard in der einfachen und sicheren Probenverarbeitung im Bereich von 0,5 bis 2,0 mL. Für große Volumina stehen konische Gefäße in den Größen 15 mL und 50 mL zur Verfügung. Anwender mit mittleren Probenvolumina stehen vor einem Problem: Sie müssen Ihre Proben mit großen, konischen Schraubverschluss-Gefäßen bearbeiten. Das ist unpraktisch, aufwändig und auch kontaminationsanfällig. Eppendorf bietet jetzt den «Missing Link»: das Eppendorf Tubes® 5.0 mL. Es bildet das fehlende Bindeglied zwischen den bestehenden Gefäßen und ermöglicht die einfache und sichere Bearbeitung von Probenvolumina bis 5,0 mL!

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0295
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106919460
EAN	4058072172077
Bruttogewicht	0.871
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.78400 kg
Durchmesser	17 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	5 ml
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.29000 m
Verpackungshöhe	0.21000 m
Verpackungstiefe	0.19000 m
Verpackungsvolumen	12000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Boden innen	konisch
Reinheitsgrad	PCR clean
zentrifugierbar bis	25000 g

