



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Cap Strips, 8er-Streifen, gewölbt, 120 Stück (10 Beutel × 12 Stück)

Sonderangebot

52,16 €

Normalpreis

64,40 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Cap Strips, 8er-Streifen, gewölbt, 120 Stück (10 Beutel × 12 Stück) – Streifen mit acht Mikroverschlüssen für 0,1- und 0,2-mL-Wells – Einfaches, schnelles Verschließen von Eppendorf twin.tec-PCR-Platten, PCR-Streifen und anderen gängigen Multiwell-Platten – Flache Cap Strips sind für real-time-PCR geeignet – Autoklavierbar (121 °C, 20 min) – Zertifiziert frei von menschlicher DNA, DNasen, RNasen und PCR-Inhibitoren¹⁾ 1) Download von Zertifikaten unter www.eppendorf.com/certificates

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0364
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106924839
EAN	4058072405991
Bruttogewicht	0.121
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.05500 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.15000 m
Verpackungshöhe	0.09000 m
Verpackungstiefe	0.12000 m
Verpackungsvolumen	2000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

