



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolab® neoScrew-Micro-Tubes, braun,  
selbstehend, 1,5 ml, 1000 St./Pack**

**116,10 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Reaktionsgefäße aus dunkelbraunem PP, ideal für lichtempfindliche Proben.  
Nicht graduiert. Mit Schraubgewinde.

Schraubkappen bitte separat bestellen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	7-4591
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072040833
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	braun
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.5 ml
steril	Nein
Höhe	42 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei oberflächenoptimiert als Kryoröhrchen verwendbar
Boden außen	konisch. mit Standing
Boden innen	konisch
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
zentrifugierbar bis	17000 g

