



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® neoScrew-Micro-Tubes, braun,
selbstehend, 2,0 ml, 1000 St./Pack**

**116,10 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Reaktionsgefäße aus dunkelbraunem PP, ideal für lichtempfindliche Proben.
Nicht graduiert. Mit Schraubgewinde.

Schraubkappen bitte separat bestellen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-4593
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072040857
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	braun
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	2 ml
steril	Nein
Höhe	42 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei oberflächenoptimiert als Kryoröhrchen verwendbar
Boden außen	konisch. mit Standing
Boden innen	konisch
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
zentrifugierbar bis	17000 g

