











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



## neoLab® neoScrew-Microtubes 0,5 ml selbstst., steril grad., Kappe+Lasche, 10x50 St./Pack

256,20 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

Sterile Reaktionsgefäße aus PP mit Kappe mit Lasche. Dicht schließend durchO-Ring-Dichtung. Ideal für Kryo-Arbeiten. Graduiert, mit weißem Beschriftungsfeld.

Steril verpackt in 10 Beuteln à 50 Stück.

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	7-4706
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072040987
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.5 ml
steril	Ja
Höhe	47 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Reaktiongefässe und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei oberflächenoptimiert mit Verschluss/Deckel mit Dichtung mit Beschriftungsfeld graduiert als Kryoröhrchen verwendbar
Boden außen	flach konisch. mit Standring
Boden innen	konisch
Material Dichtung / Septum	Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Kryoröhrchen Reaktionsgefäße
zentrifugierbar bis	17000 g

