



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf real-time PCR-Gefäßstreifen, ohne Kappen, 120 Stück (10 × 12 Stück)

179,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

real-time PCR-Gefäßstreifen, ohne Kappen, 120 Stück (10 × 12 Stück) – real-time PCR-Gefäßstreifen – Weiße Wells für bessere Reflexion – Hohe mechanische Stabilität – Extrem dünne Wände für optimale Wärmeübertragung – Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNAase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR clean)1) – 8 Reaktionsgefäße im Streifenformat 0,1 mL – ideal für kleine Probenvolumina 1) Download von Zertifikaten unter www.eppendorf.com/certificates

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0464
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072406813
Bruttogewicht	0.17
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.15300 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.15000 m
Verpackungshöhe	0.15000 m
Verpackungstiefe	0.12000 m
Verpackungsvolumen	3000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

