



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Beckman-Zentrifugenflaschen, 250 ml,
62 x 120 mm, PC, 6 St./Pack**

**191,75 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Beckman-Coulter High-Performance Zentrifugenflaschen für höchste Beanspruchungen bis zu 110000 x g.
Alle Flaschen komplett mit dicht schließenden Verschlüssen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	C-1132
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072052980
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Drehzahl MAX	5200 U/Min
Durchmesser	62 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Volumen	250 ml
steril	Nein
Höhe	120 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	125 °C
TBST MIN	0 °C
Boden außen	flach
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenflaschen
zentrifugierbar bis	38400 g

