




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Hochgeschwindigkeits- Zentrifugenglas 30 ml

71,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenglas aus verstärktem Borosilikatglas.

Durch besondere chemische Behandlung nahezu unzerbrechlich.

Bei richtiger Verwendung bis zu 13.100 RZB belastbar.

Rundbodig, ohne Rand.

Maximaltemperatur: 300°C

Autoklavierbar bei 121°C (15 min)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-9211
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072010461
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	24 mm
Farbe	transparent (klar)
Volumen	30 ml
steril	Nein
Höhe	106 mm
Typ Verschluss/ Deckel	ohne Verschluss
TBST MAX	300 °C
TBST MIN	-70 °C
Boden außen	rund
Material Röhrchen	Borosilikatglas
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugengläser
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	12000 g

