



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen

69,00 € Ab
55,60 €
zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung. Kapazität (metrisch): 50 mL Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 10 Autoklavierbar: ja Graduierungen: No Form: Round Typ: Centrifuge Tube Max. Kraft: 50,000 x g Writing Area: No Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0748
Hersteller (Marke)	Nalgene
EAN	4058072174460
Bruttogewicht	2.16
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	50 ml
Ursprungsland	USA
Verpackungsvolumen	0.03600000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

