



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657




Hecht Zentrifugengläser rund, Duran, 100 x 34 mm, 10 Stck./Pack

4,05 € Ab

3,59 €

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Ohne Rand, aus Borosilikatglas 3.3, Deutsche Qualitätsware.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WQ-0624
Hersteller (Marke)	Hecht
alte neoLab ArtikelNr.	E-1080
EAN	4058072443474
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	34 mm
Farbe	transparent (klar)
Volumen	50 ml
steril	Nein
Höhe	100 mm
TBST MAX	300 °C
TBST MIN	-70 °C
Boden außen	rund
Format/ Verpackung	einzelnd verpackt im Karton/ Spender
Material Röhrchen	Borosilikatglas
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugengläser
Wandstärke	starkwandig

