



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hecht Zentrifugengläser rund, Duran, 100 x 12 mm, 10 Stck./Pack

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ohne Rand, aus Borosilikatglas 3.3, Deutsche Qualitätsware.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	WQ-2452
Hersteller (Marke)	Hecht
alte neoLab ArtikelNr.	E-1077
EAN	4058072443788
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	12 mm
Farbe	transparent (klar)
Volumen	8 ml
steril	Nein
Höhe	100 mm
Boden außen	rund
Format/ Verpackung	einzel verpackt im Karton/ Spender
Material Röhrchen	Borosilikatglas
TBST MAX	300 °C
TBST MIN	-70 °C
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugengläser
Wandstärke	starkwandig

