



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific EZFlip Zentrifugenröhrchen konisch, 15 ml, steril, 500 Stk/Pack

282,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Konische Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Verschlüssen einhandig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Rotoren kompatibel. Die Röhrchen werden sterilisiert und als Großpackung (im Beutel) geliefert.

- Der anhängende, auslaufsichere Deckel verhindert Kreuzkontaminationen und Verlust des Verschlusses.
- Konischer Boden, steril
- Geklärtes Polypropylen ist chemikalienbeständig und hält hohe Zentrifugalkräfte aus
- 15 ml widerstehen Beschleunigungen von bis zu 8.500 x g
- Weißes Schriftfeld und flacher Deckel zur Probenkennzeichnung
- Aufgedruckte Volumenmarkierungen und -graduierungen
- Standardabmessungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0674
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	7-5008
EAN	4058072254094
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (kristallklar)
Volumen	15 ml
steril	Ja
Typ Verschluss/ Deckel	Flip Verschluss (einhändig bedienbar)
Boden außen	konisch. spitz
Farbe Graduierung	blau
Art der Sterilität	maschinensteril
Teilung	0.5 ml
Format/ Verpackung	im Beutel
Material Röhrchen	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenröhrchen
zentrifugierbar bis	8500 g

