



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Zentrifugenröhrchen PC, 10 ml, 16 x 80 mm, 10 Stck./Pack

115,40 € Ab

92,90 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit Schraubverschluss aus Polypropylen.

- vollkommen transparent
- rundbodig
- belastbar bis 50.000 x g in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen
- autoklavierbar
- temperaturbeständig von -135°C bis +121°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0762
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	2-9215
EAN	4058072219161
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	16 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Volumen	10 ml
steril	Nein
Höhe	80 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-135 °C
Boden außen	rund
Format/ Verpackung	einzeln. im Karton/ Spender
Material Röhrchen	Polycarbonat (PC)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenröhrchen
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	50000 g

