













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



## Nalgene Zentrifugenröhrchen PC, 85 ml, 38 x 106 mm, 10 Stck./Pack

171,50 € Ab 138,10 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit Schraubverschluss aus Polypropylen.

- vollkommen transparent
- rundbodig
- belastbar bis 50.000 x g in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen
- autoklavierbar
- temperaturbeständig von -135°C bis +121°C

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	CD-0766
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	2-9218
EAN	4058072219185
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	38 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Volumen	85 ml
steril	Nein
Höhe	106 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-135 °C
Boden außen	rund
Format/ Verpackung	einzeln. im Karton/ Spender
Material Röhrchen	Polycarbonat (PC)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenröhrchen
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	50000 g

