



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene Zentrifugenröhrchen PC, 85 ml, 38 x 106 mm, 10 Stck./Pack

**171,50 €** Ab  
**138,10 €**  
zzgl. MwSt &  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit Schraubverschluss aus Polypropylen.

- vollkommen transparent
- rundbodig
- belastbar bis 50.000 x g in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen
- autoklavierbar
- temperaturbeständig von -135°C bis +121°C

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0766
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	2-9218
EAN	4058072219185
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	38 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Volumen	85 ml
steril	Nein
Höhe	106 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Boden außen	rund
Format/ Verpackung	einzel. im Karton/ Spender
Material Röhrchen	Polycarbonat (PC)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-135 °C
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenröhrchen
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	50000 g

