



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Zentrifugenröhrchen 15 ml, konisch, aus PC, 10 Stck./Pack

513,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Konische Zentrifugenröhrchen mit außergewöhnlich hoher mechanischer Festigkeit.

- verwendbar bis 6000 x g in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen
- mitgeformte Graduierung
- bestens geeignet für die Trennung intakter Zellen
- autoklavierbar
- glasklar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0737
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	2-9225
EAN	4058072219123
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	17 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Volumen	15 ml
steril	Nein
Höhe	100 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-135 °C
Boden außen	konisch
Farbe Graduierung	transparent (milchig)
Format/ Verpackung	einzeln. im Karton/ Spender
Material Röhrchen	Polycarbonat (PC)
Teilung	0.1 ml
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenröhrchen
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	6000 g

