



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Zentrifugenröhrchen 50 ml, konisch, aus PC, 10 Stck./Pack

Sonderangebot

29,00 €

Normalpreis

84,10 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Konische Zentrifugenröhrchen mit außergewöhnlich hoher mechanischer Festigkeit.

- verwendbar bis 6000 x g in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen
- mitgeformte Graduierung
- bestens geeignet für die Trennung intakter Zellen
- autoklavierbar
- glasklar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0738
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	2-9226
EAN	4058072219130
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	29,5 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Volumen	50 ml
steril	Nein
Höhe	105 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-135 °C
Boden außen	konisch
Farbe Graduierung	transparent (milchig)
Teilung	0.1 ml
Format/ Verpackung	einzeln. im Karton/ Spender
Material Röhrchen	Polycarbonat (PC)
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenröhrchen
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	6000 g

