



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Zentrifugenröhrchen schwarz 15 ml, 50 St./Pack

56,10 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Schwarze Zentrifugenröhrchen aus PP für lichtempfindliche Proben, 100 % lichtundurchlässig.

Ideal für fluoreszierende Proben oder Ethidiumbromid.

Mit auslaufsicherer Schraubkappe und weißem Beschriftungsfeld.

Autoklavierbar bei 121°C, beständig bis -100°C.

Zentrifugierbar bis 8400 x g (15 ml) bzw. 10000 x g (50 ml).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-5010
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041298
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	17 mm
Farbe	transparent (klar)
Volumen	15 ml
steril	Nein
Höhe	120 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-100 °C
Boden außen	konisch
Format/ Verpackung	im Beutel
Material Röhrchen	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenröhrchen
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	8400 g

