



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene Zentrifugenröhrchen aus Polysulfon, 50 ml, 28,5 x 104 mm, 10 St./Pack

**1.556,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Zentrifugenröhrchen aus Polysulfon mit Schraubverschluss.

- transparent, leicht gelblich
- runder Boden
- belastbar bis 50.000 g
- temperaturbeständig von -100°C bis +150°C
- resistent gegen Säuren und Basen
- sterilisierbar mit leicht aufgesetztem Deckel

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0754
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	1-0032
EAN	4058072219154
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	28,5 mm
Farbe	transparent (orange)
Volumen	50 ml
steril	Nein
Höhe	104 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	150 °C
TBST MIN	-100 °C
Boden außen	rund
Format/ Verpackung	einzeln. im Karton/ Spender
Material Röhrchen	Polysulfon (PSU)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenröhrchen
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	50000 g

