



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoCulture Zentrifugenröhrchen PP 50 ml, konisch, (20 x 25) 500 St./Pack, steril

Sonderangebot

96,30 €

Normalpreis

125,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Zentrifugenröhrchen mit weißem Beschriftungsfeld in hervorragender Transparenz und mit hoher chemischer Beständigkeit aus PP.

Mit präziser Graduierung durch schwarzen Aufdruck.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	C-8216
Hersteller (Marke)	neoCulture
EAN	4058072154202
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	30 mm
Farbe	transparent (klar)
Volumen	50 ml
steril	Ja
Höhe	121 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-80 °C
Boden außen	konisch
Farbe Graduierung	schwarz
Art der Sterilität	strahlensteril
Teilung	2.5 ml
Material Röhrchen	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenröhrchen
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	12000 g

