



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoCulture Zentrifugenröhrchen PP 50 ml, mit Stehrand, (20 x 25) 500 St./Pack, steril

Sonderangebot

**125,00 €**

Normalpreis

**162,40 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Zentrifugenröhrchen mit weißem Beschriftungsfeld** in hervorragender Transparenz und mit hoher chemischer Beständigkeit aus PP.

Mit präziser Graduierung durch schwarzen Aufdruck.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	C-8217
Hersteller (Marke)	neoCulture
EAN	4058072154189
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	30 mm
Farbe	transparent (klar)
Volumen	50 ml
steril	Ja
Höhe	121 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Art der Sterilität	strahlensteril
Boden außen	konisch. spitz . mit Standing
Farbe Graduierung	schwarz
Material Röhrchen	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-80 °C
Teilung	2.5 ml
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugenröhrchen
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	6000 g

