



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Ratiolab Zentrifugenröhrchen 15 ml, konisch, sterilisiert

Sonderangebot

**123,00 €**

Normalpreis

**175,38 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, mit konischem Boden oder mit Stehrand, in sterilisierter Ausführung. Die sterilen Zentrifugenröhrchen sind zertifiziert RNase, DNase, Endoxin, Pyrogen und ATP-frei. Die Zentrifugenröhrchen sind mit rotem Schraubdeckel, aufgedruckter Graduierung und Schriftfeld versehen. Temperaturbeständigkeit -80°C bis 121°C

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	RB-0044
Hersteller (Marke)	Ratiolab
EAN	4058072984410
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen	15 ml
steril	Ja
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-80 °C
Boden außen	konisch
zentrifugierbar bis	7600 g

