



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Schnappringkappen PE blau, 6mm
Loch ND11, Red Rubber/PTFE beige Agilent
Qualität 45°shore A, 1,0 mm Dicke, 100 St./Pack**

Sonderangebot

13,00 €

Normalpreis

19,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Blaue Schnappringkappen ND11 aus PE, mit Loch 6 mm.

Mit Septum Red Rubber/PTFE

Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C

Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließseigenschaften

Standardverschluss für die GC und HPLC

Dicke: 1,0 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0754
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030056
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Typ Verschluss/ Deckel	Schnappverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb mit montiertem Septum für den Autosampler geeignet Verschluss mit Septum Septum mit IH-Qualität
Anzahl Komponenten	zwei
DM Loch	6 mm
DM Verschluss	11 mm
Dicke Septum	1 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Festigkeit Kappe	weich (LDPE)
Härte	45 shore A
Material Dichtung / Septum	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Verschluss/ Deckel	Low-density-Polyethylen (LDPE)
TBST MAX Septum	110 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

