



neolab® Deckel für 2-3845

Artikelbilder



Beschreibung

Deckel aus glasklarem Polystyrol für Instrumentenschalen

Temperaturbeständig bis ca. +70°C.

Best.-Nr. 2-3847

Passend für Schale 2-3845

Zubehör für Instrumenten-Schalen aus Melamin

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3847
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072001513
Farbe	transparent (klar)
Material	Polystyrol (PS)
Breite	290 mm
Höhe	30 mm
Länge	160 mm
Tiefe	160 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Griff
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Griff/ Knopf
für Art.-Nr.	710430

