



## neolab® Deckel für 2-3854

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

### Deckel aus glasklarem Polystyrol für Instrumentenschalen

Temperaturbeständig bis ca. +70°C.

#### **Best.-Nr. 2-3857**

Passend für Schale 2-3854

Zubehör für Instrumenten-Schalen aus Melamin

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-3857
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072001599
Farbe	transparent (klar)
Material	Polystyrol (PS)
Breite	290 mm
Höhe	20 mm
Länge	160 mm
Tiefe	160 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Griff
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Griff/ Knopf
für Art.-Nr.	713717

