



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Silikondeckel, Größe L, Pink

3,77 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Silikondeckel

- Einsetzbar für eine Vielzahl an Gefäßen und deren unterschiedlichen Formen zur Abdeckung und zum Verschluss
- Die autoklavierbaren DURAN® Silikondeckel schließen bündig (passgenau) mit dem Gefäß ab und schützen so z. B. vor Staubeintrag oder Verspritzen der Reaktionslösung.
- Durch die verschiedenen Farben und das zusätzliche Schriftfeld auf der Lasche können Proben sichtbar und eindeutig markiert werden.
- Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest und wiederverwendbar

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr. | SD-2917 |
| Hersteller (Marke) | DURAN |
| EAN | 4058072365073 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Durchmesser | 83,7 mm |
| Farbe | pink |
| Material | Silikon |
| steril | Nein |
| Typ Verschluss/ Deckel | Stülpverschluss Größe L |
| geeignet für | Flaschen. rund Bechergläser |
| TBST MAX | 180 °C |
| TBST MIN | -40 °C |
| Beschaffenheit | glatt |
| Festigkeit Kappe | flexibel weich (Silikon) |
| für Flaschenform | rund |

