



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Silikondeckel, Set, Größe S, M, L, Pink

**8,06 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### DURAN® Silikondeckel

- Einsetzbar für eine Vielzahl an Gefäßen und deren unterschiedlichen Formen zur Abdeckung und zum Verschluss
- Die autoklavierbaren DURAN® Silikondeckel schließen bündig (passgenau) mit dem Gefäß ab und schützen so z. B. vor Staubeintrag oder Verspritzen der Reaktionslösung.
- Durch die verschiedenen Farben und das zusätzliche Schriftfeld auf der Lasche können Proben sichtbar und eindeutig markiert werden.
- Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest und wiederverwendbar

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-2918
Hersteller (Marke)	DURAN
EAN	4058072365080
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	pink
Material	Silikon
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	Stülpverschluss Größe S Größe M Größe L
geeignet für	Flaschen. rund Bechergläser
TBST MAX	180 °C
TBST MIN	-40 °C
Beschaffenheit	glatt
Festigkeit Kappe	flexibel weich (Silikon)
für Flaschenform	rund

