



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Silikondeckel, Größe M, Cyan

2,97 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Silikondeckel

- Einsetzbar für eine Vielzahl an Gefäßen und deren unterschiedlichen Formen zur Abdeckung und zum Verschluss
- Die autoklavierbaren DURAN® Silikondeckel schließen bündig (passgenau) mit dem Gefäß ab und schützen so z. B. vor Staubeintrag oder Verspritzen der Reaktionslösung.
- Durch die verschiedenen Farben und das zusätzliche Schriftfeld auf der Lasche können Proben sichtbar und eindeutig markiert werden.
- Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest und wiederverwendbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2920
Hersteller (Marke)	DURAN
EAN	4058072365103
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	63,7 mm
Farbe	Cyan
Material	Silikon
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	Stülpverschluss Größe M
geeignet für	Flaschen. rund Bechergläser
TBST MAX	180 °C
TBST MIN	-40 °C
Beschaffenheit	glatt
Festigkeit Kappe	flexibel weich (Silikon)
für Flaschenform	rund

