



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kunststoffdeckel, grauweiß, passend für 2-3183

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kunststoffdeckel in signalweiß RAL 9003. Der Deckel ist mit rostfreiem Scharnieren ausgestattet. Zur Reinigung leicht abnehmbar.

Best.-Nr. 2-3185: Passend für Müllbeutel-Ständer Best.-Nr. 2-3183

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3185
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072001025
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	grau
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
Farbe Verschluss/ Deckel	grau
für Art.-Nr.	468639

