



## Elma® Kunststoffdeckel für Ultraschallgeräte

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Robuste Ultraschallgeräte zur effizienten Reinigung von Glasteilen, Metallteilen, Bestecken und Kunststoffartikeln.

- Schwingwanne aus Edelstahl
- Ultraschall-Leistungsschwinger 37 kHz
- optimale Schallfeldverteilung durch zuschaltbare Frequenzmodulation
- Anzeige von Soll- und Restzeit
- LED-Temperaturanzeige
- Zeitschaltuhr und Dauerbetrieb
- FTZ-geprüft

**Best.-Nr. 2-4146**

passend für das Ultraschallgerät 2-4148.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GH-0016
Hersteller (Marke)	Elma
alte neoLab ArtikelNr.	2-4146
EAN	4058072260859
Farbe	blau
Breite	240 mm
Höhe	25 mm
Länge	300 mm
Tiefe	300 mm
für Art.-Nr.	821098

