



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Elma® Kunststoffdeckel für Ultraschallgeräte

37,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Robuste Ultraschallgeräte zur effizienten Reinigung von Glasteilen, Metallteilen, Bestecken und Kunststoffartikeln.

- Schwingwanne aus Edelstahl
- Ultraschall-Leistungsschwinger 37 kHz
- optimale Schallfeldverteilung durch zuschaltbare Frequenzmodulation
- Anzeige von Soll- und Restzeit
- LED-Temperaturanzeige
- Zeitschaltuhr und Dauerbetrieb
- FTZ-geprüft

Best.-Nr. 2-4146

passend für das Ultraschallgerät 2-4148.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GH-0016
Hersteller (Marke)	Elma
alte neoLab ArtikelNr.	2-4146
EAN	4058072260859
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Breite	240 mm
Höhe	25 mm
Länge	300 mm
Tiefe	300 mm
für Art.-Nr.	821098

