



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Verschlusskappen aus PE, mit Stern, für PP-Mikrogefäße, 100 Stck./Pack

9,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Verschlusskappen für Mikroprobengefäße lassen sich ohne Werkzeug aufsetzen und entfernen. Sie passen auf alle Gefäße, auch auf die meisten Standard-Vials.

Material: PE

Mit Stern zum leichteren Durchstechen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1011
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072072209
Farbe	transparent (milchig)
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb für den Autosampler geeignet
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	durchstechbar (mit Stern) geschlossen
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Verschluss/ Deckel	Low-density-Polyethylen (LDPE)
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

