



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Deckel mit Griff, für neoStapelRack, weiß

7,01 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Deckel für neoStapelRack®

Mit Griff

Material: PC weiß, autoklavierbar

Temperaturbeständig von -130°C bis +130°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2998
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072000103
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	150 mm
Höhe	15 mm
Länge	146 mm
Tiefe	146 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Griff
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Griff/ Knopf
für Art.-Nr.	401435

