











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLabLine Deckel ohne Griff (PC) für neoStapelRack, blau

5,36 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

$\textbf{Deckel für neoStapelRack}^{\$}$

Ohne Griff

Material: PC blau, autoklavierbar

Temperaturbeständig von -130°C bis +130°C

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-3004
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072000165
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	150 mm
Höhe	11 mm
Länge	146 mm
Tiefe	146 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
für ArtNr.	401435

