



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® PE Push-On Kappe ND11 mit Loch, Naturkautschuk rot-or.TEF transp., 100 St./Pack

Sonderangebot


9,00 €

Normalpreis

13,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Für Fläschchen ND11 mit Rollrand.

Transparente PE-Kappen 13 x 7,5 mm mit 4,5 mm Loch,
Septum Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent 1,0 mm dick.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0653
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029180
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb für den Autosampler geeignet Verschluss mit Septum
DM Loch	4.5 mm
Härte	60 shore A
Material Dichtung / Septum	Naturkautschuk Polytetrafluorethylen (PTFE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit montiertem Septum mit Loch
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (klar)
DM Verschluss	11 mm
Dicke Septum	1 mm
Material Verschluss/ Deckel	Low-density-Polyethylen (LDPE)
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

