



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Cryomaster® Deckeleinsätze, weiß, 500 Stk/Pck

**20,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Bunte Cryomaster® Deckeleinsätze aus hochwertigem Polypropylen für Cryomaster® Kryoröhrchen 4-6100 ff. Die Deckeleinsätze können zur farblichen Codierung der Röhrchen von oben in die Deckel eingedrückt werden. Somit kann eine große Auswahl an verschiedenen farblichen Kombinationen getroffen werden.

36 Farbkombinationen durch 6 Deckelfarben und 6 Einsatzfarben plus der ID-Barcode. So gelingt Ihnen eine schnelle und eindeutige Probenzuordnung!

**VE: 500 Stk.**

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-6112
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072154691
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Verschlüsse für Kryoröhrchen

