



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Cryomaster® Deckeleinsätze, gelb, 500 Stk/Pck

20,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bunte Cryomaster® Deckeleinsätze aus hochwertigem Polypropylen für Cryomaster® Kryoröhrchen 4-6100 ff. Die Deckeleinsätze können zur farblichen Codierung der Röhrchen von oben in die Deckel eingedrückt werden. Somit kann eine große Auswahl an verschiedenen farblichen Kombinationen getroffen werden.

36 Farbkombinationen durch 6 Deckelfarben und 6 Einsatzfarben plus der ID-Barcode.
So gelingt Ihnen eine schnelle und eindeutige Probenzuordnung!

VE: 500 Stk.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-6116
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072154257
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	gelb
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Verschlüsse für Kryoröhrchen

