



## Cryomaster® Deckeleinsätze, violett, 500 Stk/Pck

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Bunte Cryomaster® Deckeleinsätze aus hochwertigem Polypropylen für Cryomaster® Kryoröhrchen 4-6100 ff. Die Deckeleinsätze können zur farblichen Codierung der Röhrchen von oben in die Deckel eingedrückt werden. Somit kann eine große Auswahl an verschiedenen farblichen Kombinationen getroffen werden.

36 Farbkombinationen durch 6 Deckelfarben und 6 Einsatzfarben plus der 1D-Barcode.  
So gelingt Ihnen eine schnelle und eindeutige Probenzuordnung!

**VE: 500 Stk.**

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-6117
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072154219
Farbe	violett
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
geeignet für	Verschlüsse für Kryoröhrchen

