



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Deckeleinsätze zur Farbcodierung, weiß; VE: 500 Stück

18,75 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Deckeleinsätze, weiß für Reaktionsgefäße mit anhängendem und losem Schraubdeckel. Aus PP. Einsatzbereich: -196 °C bis +121 °C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2163
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-6831
EAN	4058072213879
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Verschlüsse für Reaktionsgefäße

