



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Deckeleinsätze zur Farbcodierung, rot; VE: 500 Stück

18,75 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Deckeleinsätze, rot für Reaktionsgefäße mit anhängendem und losem Schraubdeckel. Aus PP. Einsatzbereich: -196 °C bis +121 °C.

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr. | BN-2165 |
| Hersteller (Marke) | Brand |
| alte neoLab ArtikelNr. | 1-6833 |
| EAN | 4058072213893 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | rot |
| Material | Polypropylen (PP) |
| geeignet für | Verschlüsse für Reaktionsgefäße |

