



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Alu-Bördelverschluss ND8 farblos  
m. Loch, Naturkautschuk rot-or./TEF  
transparent AGILENT-Qualität, 100 St./Pack**

**8,57 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Aluminium-Bördelverschlüsse ND8, farblos lackiert, mit Loch 4 mm.

Mit Septum Naturkautschuk/TEF

Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C

Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließseigenschaften

Standardverschluss für die GC und HPLC

Dicke 1,0 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0610
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072028831
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Typ Verschluss/ Deckel	Bördelverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb mit montiertem Septum für den Autosampler geeignet für Mehrfachinjektionen geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar Septum mit IH-Qualität
Anzahl Komponenten	zwei
DM Loch	4 mm
DM Verschluss	8 mm
Dicke Septum	1 mm
Härte	60 shore A
Material Dichtung / Septum	Naturkautschuk Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Verschluss/ Deckel	Aluminium
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
Typ Bördelverschluss	Bördelkappe. standard
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

